



## IPS InLine® Opaquer Liquid

Flasche 15 ml Opaquer Liquid

---



Artikelnr.: 70224

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Gewicht: 0.03 kg

Höhe: 78 mm

Breite: 30 mm

Länge: 31 mm

**€ 16,98**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Flasche** 15 ml Opaquer Liquid

Für IPS InLine® und IPS InLine® PoM. Dient zur minimalen Verdünnung von getrocknetem Opaquer. Es darf aber nicht zum Anmischen des pastenförmigen Opaquers verwendet werden.