



Spezialbürste

Packung 12 Stück Ø 65 mm, 1-reihig, kurze Chungking-Borsten 10 mm



Artikelnr.: 70323

Hersteller: Renfert GmbH

Gewicht: 0.283 kg

Höhe: 158 mm

Breite: 73 mm

Länge: 78 mm

€ 31,80

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Bürsten Ø 65 mm, 1-reihig, kurze Chungking-Borsten 10 mm

Besonders gut zum Polieren von Kobalt-Chrom-Gerüsten mit Polierpaste geeignet.

Vorteile

- Schmale Bürste, ideal für alle Stellen
- 2-reihige Chungking-Borsten bester Qualität
- Kräftige, kurze Borsten (10 mm) sind hochbelastbar
- max. Drehzahl 6.000 U/min.