



## IPS Model Sealer

Flasche 50 ml Model Sealer



Artikelnr.: 70349

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Gewicht: 0.116 kg

Höhe: 111 mm

Breite: 38 mm

Länge: 38 mm

**€ 26,71**

*Zzgl. MwSt.*

### Flasche 50 ml Model Sealer

Der Model Sealer dient zum Isolieren des Gipsmodells. Der Model Sealer verschließt die Gipsoren und verhindert das Absaugen der Feuchtigkeit aus der Keramikmasse.