



Kombi-Dublierküvette

Stück



Artikelnr.: 70401

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 0.22 kg

Höhe: 98 mm

Breite: 149 mm

Länge: 169 mm

€ 57,44

Zzgl. MwSt.

Stück Küvette

Aus Kunststoff zum Dublieren von Meister- und Kontrollmodellen. Die geringe Wärmeleitfähigkeit des Kunststoffes gewährleistet spannungsfreies Abkühlen der Dubliermasse. Für Gel-Dublierungen. Dublierküvette aus Aluminium. Der geriffelte Gummisockel gibt dem Modell so viel Halt, dass es nicht befestigt werden muss.