



ProFile®

Packung 6 Stück 25 mm, Taper.06, ISO 025



Artikelnr.: 70426

Hersteller: Dentsply Sirona Europe

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 30 mm

Länge: 47 mm

€ 77,44

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Feilen 25 mm, Taper.06, ISO 025

ProFile® - von zahlreichen Universitäten und Endodontie-Spezialisten empfohlen.

ProFile® ermöglicht eine effiziente maschinelle Aufbereitung und Ausformung des Wurzelkanals. Die vier *ProFile®*-Instrumententypen wurden speziell für die Crown-Down-Technik entwickelt. Eine konstante Drehzahl im Bereich 150–350 U/min. ist erforderlich. Drehmomentbegrenzung wird empfohlen.