



## Lochscheiben

Packung 100 Stück Ø 34 x 3 mm



Artikelnr.: 70454

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 0.684 kg

Höhe: 66 mm

Breite: 96 mm

Länge: 138 mm

**€ 136,79**

*Zzgl. MwSt.*

Packung 100 Scheiben Ø 34 x 3 mm

- Besonders widerstandsfähig
- Zum rationellen Beschleifen der Gusskanalansätze nach dem Abtrennen
- Der große Umfang der Lochscheiben optimiert die Abtragsleistung
- Drehzahlempfehlung 10.000-15.000 U/min., bei Ø 34 mm ca. 10.000 U/min.