



Rapidi Modelliermesser

Packung 40 Ersatzklingen 52280



Artikelnr.: 70470

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 0.015 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 75 mm

Länge: 136 mm

€ 15,58

Zzgl. MwSt.

Packung 40 Ersatzklingen 52280

- *Rapidi Modelliermesser* ideal zum Schneiden, Schaben und Modellieren
- Einfaches Wechseln der Klingen