



Wiron®-Lot

Packung 4 Lötstäbe rund, ohne Flussmittel



Artikelnr.: 70589

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 0.025 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 113 mm

Länge: 116 mm

€ 43,15

Zzgl. MwSt.

Packung 4 Lötstäbe rund, ohne Flussmittel

Wiron®-Lot, sehr gut geeignet für alle BEGO Nickel-Chrom-Legierungen, Solidus-, Liquidustemperatur 1.140, 1.200 °C. Empfohlenes Flussmittel ist Minoxyd.

Zusammensetzung in Masse-%: Ni 66,0 · Cr 19,0 · Mo 5,5 · Fe 5,0 · Si 3,5 · B.