



## Kobalt-Chrom Lot



Artikelnr.: 70590

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 0.035 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 113 mm

Länge: 115 mm

**€ 35,58**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 4 Lötstäbe halbrund, ohne Flussmittel

Sehr gut geeignet für alle Kobalt-Chrom-Modellguss-Legierungen. Solidus-, Liquidustemperatur 1.125, 1.195 °C.  
Empfohlenes Flussmittel ist Minoxid.

Zusammensetzung in Masse-%: Co 61,0 · Cr 28,5 · Si 4,2 · Mo3,1 · B 1,5 · Fe 1,3 · C.