




# Retentionsringe

Packung 1.000 Stück

---



Artikelnr.: 70677  
Hersteller: Renfert GmbH  
Gewicht: 0.185 kg  
Höhe: 23 mm  
Breite: 100 mm  
Länge: 148 mm

**€ 19,51**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 1.000 Retentionsringe

Verzinkte Retentionselemente zum sicheren Verankern von nicht entnehmbaren Abschnitten des Zahnkranzes.  
Vorteile

- Individueller Einsatz zur Fixierung verschieden großer Modellbereiche
- Einfache Platzierung zu Beginn der Abbindephase des Gipses im Zahnkranz