



## RESORBA® Supolene

Packung 12 Stück, grün, 45 cm, HRT18, USP 5/0



Artikelnr.: 70761

Hersteller: Karl Hammacher GmbH

Gewicht: 0.071 kg

Höhe: 68 mm

Breite: 57 mm

Länge: 143 mm

**€ 53,48**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 12 Nadeln, grün, 45 cm, HRT18, USP 5/0

*Resorba®Supolene* ist ein nicht-resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial aus Polyester, welches zusätzlich mit Teflon (PTFE) beschichtet ist. Durch die hervorragenden Knoteneigenschaften und die dauerhafte Reissfestigkeit kann Supolene überall eingesetzt werden, wo eine dauerhafte Fixierung notwendig ist. Das Nahtmaterial wird in grün und weiss mit einer großen Auswahl von Nadeltypen angeboten.

- nicht-resorbierbarer Polyesterfaden
- extrem zugfest
- hydrophob
- alterungsbeständig
- sehr gewebefreundlich