



RESORBA® Polyester

Packung 12 Stück, grün, 45 cm, HRT 18, USP 3/0



Artikelnr.: 70762

Hersteller: Karl Hammacher GmbH

Gewicht: 0.072 kg

Höhe: 68 mm

Breite: 61 mm

Länge: 138 mm

€ 54,24

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Nadeln, grün, 45 cm, HRT 18, USP 3/0

POLYESTER ist ein nicht-resorbierbares, geflochtenes Nahtmaterial, welches nicht durch Hydrolyse abgebaut wird. Die hohe Reißfestigkeit und die Siliconbeschichtung sorgen für einen unproblematischen Einsatz sowohl in der temporären als auch permanenten Anwendung. *POLYESTER* ist in grün und weiß erhältlich.

- Nicht-resorbierbarer Polyesterfaden
- Extrem zugfest
- Hydrophob
- Alterungsbeständig
- Geringe Gewebereaktion