



## Dublierklebeband

Spenderbox 40 m Klebeband



Artikelnr.: 70815  
Hersteller: SILADENT  
Gewicht: 0.557 kg  
Höhe: 194 mm  
Breite: 64 mm  
Länge: 194 mm

**€ 60,90**

*Zzgl. MwSt.*

Spenderbox 40 m Klebeband

Dubliermanschetten für das küvettenlose SILADENT-Dublierverfahren.

Wahlweise mit Sicherheitsdistanz-Klebefläche und dickerem Klebestreifen für einen größeren Abstand zwischen Modell und Dubliersilikon.