



Stabiloplast

Packung 2 x 10 g Kunststoff



Artikelnr.: 70823
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.05 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 72 mm
Länge: 105 mm

€ 19,97

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 10 g Kunststoff

Flüssiger Kunststoff zur Fixierung von durchtrennten Brückengerüsten. Auch zur Modellation von Sekundärkronen in der Teleskoptechnik geeignet. Härtet durch einfaches Aufsprühen des dazugehörigen Akzelerators.