



Hinrigel

Eimer 6 kg grün



Artikelnr.: 71008

Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH

Gewicht: 6.2 kg

Höhe: 195 mm

Breite: 225 mm

Länge: 225 mm

€ 82,12

Zzgl. MwSt.

Eimer 6 kg grün

Hinrigel ist eine hochwertige und reversible Dubliermasse Typ 1. Das feinfließende Dubliergel ist für Einbettmassen und Dentalgipse geeignet. *Hinrigel* besitzt eine hohe Elastizität und Volumenfestigkeit.