



## xynon

Flasche 100 ml



Artikelnr.: 71054  
Hersteller: DETAX GmbH  
Gewicht: 0.097 kg  
Höhe: 116 mm  
Breite: 36 mm  
Länge: 41 mm

**€ 11,49**

*Zzgl. MwSt.*

### Flasche 100 ml Isolierung

Isoliermittel für die Metalltechnik, sowie Kronen,- Brücken und Inlay-Arbeiten. Isoliert Wachs gegen Wachs, Wachs gegen Gips, Wachs gegen Kunststoff- und Porzellanzähne. Gezieltes und blasenfreies Aufsprühen mit der Kanüle, ohne Ölfilm.