



neodisher® MediClean Dental

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 71066

Hersteller: Chem. Fabrik Dr. Weigert

Gewicht: 5.76 kg

Höhe: 220 mm

Breite: 248 mm

Länge: 140 mm

€ 36,90

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

Mildalkalischer, enzymatischer Reiniger – Flüssigkonzentrat –

Entfernt wirkungsvoll Blut- und Eiweißrückstände. Besonders materialschonend. Auch zur maschinellen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten geeignet. Für Miele- und Melag-Thermodesinfektoren empfohlen.