



## Inspirat® Brush Tips

Packung 500 Stück, Ø 1,07 mm



Artikelnr.: 71090

Hersteller: Ultradent Products GmbH

Gewicht: 0.135 kg

Höhe: 38 mm

Breite: 135 mm

Länge: 185 mm

**€ 341,74**

Zzgl. MwSt.

**Packung 500 Tips, Ø 1,07 mm**

Der "Klassiker". Kunststoff-Ansatz, rot-transparent, mit Bürstenende. Die innere Spiralführung setzt die Viskosität leicht herab - optimiert die Applikation. Die Borsten können herausgezogen werden (wirken weicher) oder verkürzt werden (wirken härter). Für gelförmige Materialien.

Zu verwenden mit: Composite Wetting Resin, Peak Universal Bond, PermaQuick, PQ1, Ultradent Porcelain Etch, Ultra-Etch, UltraSeal XT plus und UltraSeal XT hydro.