



Polycarbonat-Kronen

Packung 5 Stück Nr. 2



Artikelnr.: 71186
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 36 mm
Breite: 19 mm
Länge: 31 mm

€ 9,12

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Kronen Nr. 2

Die temporäre *Polycarbonat-Krone* von 3M zur einfachen und ästhetischen Restauration von Front- und Seitenzähnen.

- Mikro-glasfaserverstärkt
- Leicht transluzent, perfekte Ästhetik
- Mit der Schere einfach zuschneidbar
- Beschleifbar, formbar und polierbar

Temporäre Kronen für den Front- und Prämolarenbereich.