



## Edelstahlkronen

Packung 5 Stück D-UL-3, für Milchmolaren

---



Artikelnr.: 71328

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 18 mm

Länge: 38 mm

**€ 27,32**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung 5 Kronen D-UL-3, für Milchmolaren**

3M™ *Edelstahlkronen* für 6-Jahr-Molaren bestehen aus einer hochwertigen, gehärteten Edelstahllegierung und bieten dank des zervikalen Federrands eine hochkomfortable Einpassung mit exaktem Randschluss.

- Hoher Komfort: Zervikaler Federrand für problemlose Einpassung mit exaktem Randschluss
- Anatomisch vorgeformt für bessere Passung und Leistung
- Hochwertige, gehärtete Edelstahllegierung
  
- Temporäre und Interimsversorgung erster Molaren
- Permanente Versorgung von Milchmolaren