



Aquasil™ Soft Putty

Standardpackung 450 ml Base, 450 ml Katalysator



Artikelnr.: 71414

Hersteller: Dentsply Sirona Europe

Gewicht: 1.69 kg

Höhe: 113 mm

Breite: 118 mm

Länge: 223 mm

€ 120,10

Zzgl. MwSt.

Standardpackung 450 ml Base, 450 ml Katalysator

Aquasil™ Soft Putty ist ein sehr hochviskoses Abformmaterial mit idealer Elastizität für eine einfache Entnahme bei untersichgehenden Stellen. Es wird als Löffelmaterial für die Doppelmischtechnik oder für die Vorabformung in der Korrekturtechnik verwendet.