



Chungkingbürste

Packung 12 Stück Ø 80 mm, Chungking-Borste inkl. Leineneinlage



Artikelnr.: 71476
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.462 kg
Höhe: 218 mm
Breite: 80 mm
Länge: 82 mm

€ 138,36

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Bürsten Ø 80 mm, Chungking-Borste inklusive Leineneinlage

Bürstenschwabbel zur Vorpolitur von Kobalt-Chrom-Legierungen.

Vorteile

- Zeitersparnis durch doppelte Polierleistung, dank Leineneinlagen und Chungking-Borsten
- Vorpolieren und Verdichten in einem Arbeitsgang