



EMMENIX® Filmhalter

Packung 3 Stück (blau, grau, weiß)



Artikelnr.: 71910

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.052 kg

Höhe: 22 mm

Breite: 85 mm

Länge: 133 mm

€ 15,93

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Halter (blau, grau, weiß)

Hygienischer Röntgenfilmhalter.

- Leichtes Fixieren des Films im Mund des Patienten ohne Zuhilfenahme der Finger (keine Irritation der Schleimhaut, kein Brechreiz)
- Exakt, da kein Durchbiegen des Films, kein Verzerren der Aufnahme
- Für Front- und Backenzahn-Aufnahmen, gerade auch der Weisheitszähne
- Autoklavierbar, hochwertiger, bruchfester Kunststoff