



MIRAJECT® Injektionskanülen

Packung 100 Stück orange, Ø 0,5 mm, G25 17/42 lang



Artikelnr.: 71930

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.228 kg

Höhe: 198 mm

Breite: 57 mm

Länge: 86 mm

€ 11,71

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen orange, Ø 0,5 mm, G25 17/42 lang

Die klassische Einmalkanüle für Zylinderampullen. Seit über 50 Jahren der Inbegriff für Qualität: über 400 Mio. Miraject-Kanülen auf höchstem Qualitätsniveau. Hergestellt unter strengsten Qualitätskontrollen. Erfüllt die höchsten Ansprüche der Injektionshygiene, jede Nadel mit Sterilitätskontrollsiegel. Dreifach-Lanzettenschliff – schmerzarm. Einstichmarkierung – Orientierung. Silikonbeschichtung – optimales Gleitverhalten.