



MIRAJECT® LUER

Packung 100 Stück rot, G25 Ø 0,5 x 23mm



Artikelnr.: 71943

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.133 kg

Höhe: 40 mm

Breite: 80 mm

Länge: 185 mm

€ 5,74

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen rot, G25 Ø 0,5 x 23mm

Injektionskanülen mit Kunststoffkonus Luer. Für Injektionslösungen aus der Ampulle. Für alle gängigen Einmalspritzen. Steril, einzeln verpackt.