



MIRAJECT® ENDOTEC DUO

Packung 25 Stück, G23 Ø 0,6 x 25 mm



Artikelnr.: 72003

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.04 kg

Höhe: 91 mm

Breite: 33 mm

Länge: 98 mm

€ 26,88

Zzgl. MwSt.

Packung 25 Kanülen, G23 Ø 0,6 x 25 mm

Spezielle Kanüle zur Spülung mit seitlichem Ausgang.

- Besonders schonender, effektiver Spülvorgang
- Seitlicher Ausgang vermeidet Druck auf den Apex
- Rundes Kanülenende – geringe Perforationsgefahr
- Ideal auch zur schonenden Spülung parodontaler Taschen
- Minimierung der Perforationsgefahr
- Steril verpackt
- Für Spritzen mit Luer-Ansatz
- Farbcodiert