

Ultradent easy KFO 2



IDS-Sonderaktion

Artikelnr.: 720107

Hersteller: Ultradent Dental

Preis auf Anfrage

IDS-Sonderaktion

Arztelement:

- Lichtmotor K2, kollektorlos
- 3-Funktionsspritze
- Doppeltrayablage

Assistenzelement:

- Großer und kleiner Sauger (glatte Ausführung)
- Speifontäne U 742
- DVGW konform durch Bottle
- Intensiv- und Permanententkeimung
- Nassabsaugung

Patientenstuhl:

- UD 2015 abknickbare Kopfstütze mit Magnet-Polster
- Kreuzfußschalter

Weitere Ausstattung:

- Fußanlasser F10
- LED Geräteleuchte Solaris 3
- Lack RAL 9010 reinweiß, Polsterfarbe nach Wunsch

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Aufstellplatte (nach Prüfung der baulichen Gegebenheiten)

Mehrpriis integrierter Wasserblock nach DVGW mit Desinfektion
Lichtturbineneinrichtung
Zahnsteinentfernungsgerät mit Licht
Separierung (bei Trockenabsaugung)
Schwenkbare Speischale, Keramik
Arbeitsstuhl Typ Iron A, je
Kompatibilitäts-Check
Wartungsvertrag, Laufzeit 60 Monate, Wartungsintervall 12 Monate Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag
Demontage- und Entsorgungskostenpauschale Altgerät
Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV
Transportkosten

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.