

Dürr Trio Kompressor



Artikelnr.: 720537
Hersteller: Dürr Dental SE

€ 5.350,00

Zzgl. MwSt.

- 50 l Tank
- Fördermenge 160 l/min
- 230 V
- **1 Jahr Garantie + 2 weitere Jahre Teilegarantie (bei Registrierung; Voraussetzung Teilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)**

Optionen und Mehrpreise:

Entsorgungspauschale Altgerät	€ 120,- zzgl. MwSt.
Anlieferung und Montage	Nach Aufwand

Besonderheiten/Hinweise:

Um Druckschwankungen durch andere Luftverbraucher zu vermeiden, wird der Betrieb des CAM-Systems über ein separates Druckluftnetz mit dediziertem Kompressor empfohlen.

Die Einschaltdauer eines Kompressor-Aggregates bei Betrieb mit einer Fräsmaschine geht weit über die Einschaltdauer im normalen Zahnarztpraxisbetrieb hinaus. Vorteil der Membran-Trocknung: Nach längerem Betrieb des Kompressors steigt die Feuchtigkeit im Adsorptionstrockner an. Die Membran-Trocknungsanlage dagegen bleibt konstant trocken und benötigt keine Regenerationsunterbrechung.