



Access BLUE®

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 6 Mischdüsen



Artikelnr.: 72163
Hersteller: Centrix Incorporated
Gewicht: 0.255 kg
Höhe: 45 mm
Breite: 89 mm
Länge: 140 mm

€ 55,44

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 6 Mischdüsen

Das schnell härtende *YAccess BLUE®* und das normal härtende *Access PURPLE* besitzen eine cremige Viskosität für Bissnahmetechniken. *Access BLUE®* erreicht beim Abbinden in 30 Sekunden eine Härte ähnlich der von Laborgips, wenn Sie Bissregistrierungen, Vorabformungen für provisorische Kronen und viele andere „schnelle“ Techniken durchführen. Bei Blue können Sie die Abformung beschneiden und beschleifen, ohne dass sie zerbröckelt.