

Carestream RVG 6200 Intraoraler Röntgensensor

Artikelnr.: 722484

Hersteller: Carestream Health

€ 5.090,00

Zzgl. MwSt.



Produkteigenschaften:

- Intraoraler Sensor in Größe 1
- Tatsächliche Bildauflösung von 24 LP/mm
- Unterstützt eine maximale Diagnosegenauigkeit
- Einfach Positionierung dank optimierter Rückseite und dünnem Kabel
- Einfache Installation und Bedienung
- Kabellänge 2,80 m
- 1 Jahr Garantie + 1 weiteres Jahr Ersatzteilgarantie bei Registrierung (Voraussetzung Ersatzteilgarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)

Optionen und Mehrpreise:

| | |
|---|---------------------|
| Mehrpreis Sensor in Größe 2 | € 850,- zzgl. MwSt. |
| Röntgenprüfkörper | € 390,- zzgl. MwSt. |
| Abnahmeprotokoll intraoral, je Röntgengerät | € 350,- zzgl. MwSt. |

Lieferung, Montage, STK-Prüfung (nach MPBetreibV u. DIN, VDE 0751)
Softwareinstallation auf den Röntgen PC, 2 Std. Einweisung
Installation, Verknüpfungen der Software im Netzwerk auf weitere PCs nach
Aufwand.

€ 390,- zzgl. MwSt.

Folgende Dinge fallen noch an:

- Computer mit Bildschirm (und / oder Netzwerk)
- TÜV-Abnahme