

# Carestream RVG 5200 Intraoraler Röntgensensor



Artikelnr.: 722488

Hersteller: Carestream Health

**€ 3.800,00**

Zzgl. MwSt.

## Produkteigenschaften:

- Intraoraler Sensor in Größe 1
- Tatsächliche Bildauflösung von 16 LP/mm
- Ergonomisch optimiert
- Einfache Installation und Bedienung
- Kabellänge 2,80 m
- 1 Jahr Garantie + 1 weiteres Jahr Ersatzteilgarantie bei Registrierung (Voraussetzung Ersatzteilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)

## Optionen und Mehrpreise:

Mehrpreis Sensor in Größe 2
Röntgenprüfkörper
Abnahmeprotokoll intraoral, je Röntgengerät
Lieferung, Montage, STK-Prüfung (nach MPBetreibV u. DIN, VDE 0751) Softwareinstallation auf den Röntgen PC, 2 Std. Einweisung  Installation, Verknüpfungen der Software im Netzwerk auf weitere PCs nach Aufwand.

Folgende Dinge fallen noch an:

- Computer mit Bildschirm (und / oder Netzwerk)

- TÜV-Abnahme