

Medentex PureMotion M20S



Artikelnr.: 722524

Hersteller: Medentex

€ 3.150,00

Zzgl. MwSt.

Amalgamabscheider ohne Rotation

- Separierbehälter, Abscheider, Halterung
- Für max. 1-2 Zimmer
- Für vorhandene Trockensaugmaschine
- Wartungsarmer Sedimentationsabscheider
- 2-Kammer-Separierbehälter
- Keine jährliche Prüfung durch jährlichen Tausch des Behälter
- Puffergefäß, Abscheider, Halterung
- Für max. 1 – 2 Zimmer

Optionen und Mehrpreise:

	Herstellerlistenpreis
Austausch je Amalgamabscheider pro Jahr	€ 108,- zzgl. MwSt.
5-Jahresprüfung (Kit und Techniker)	€ 490,- zzgl. MwSt.
Entsorgungspauschale Altgerät	€ 180,- zzgl. MwSt.
Anlieferung und Montage	Berechnung nach Aufwand!