

Sirona inLab MC X5



Artikelnr.: 722528

Hersteller: Dentsply Sirona

Preis auf Anfrage

- inLab MC X5 Schleifeinheit¹, 5-Achs Schleif- und Fräsmaschine
- inLab CAM Software mit Lizenzstick
- Externer Kühlmittelbehälter
- Multiblockhalter
- Werkzeugmagazin (2x)
- Starter Werkzeuge (3x Fräser PMMA, 3x Fräser Zirkonoxid, 3x Schleifer)
- Omnident Z-CAD Rondenpaket, bestehend aus HTL Multi A Dark & Smile Multi A light
- Gerl o Drill Fräserpaket, bestehend aus Zirkon 0,5, 1,0 & 2,5 mm
- Dentatec Scheifmittelzusatz
- Ersatzfilter
- 2 Jahre Garantie ²
- **4 Wochen kostenloser Telefon Support durch Spezialisten unserer GERL. Hightech-Hotline**

¹ Für den Betrieb sind 7 bar und 50 l/min Druckluft sowie eine Absaugung mit 120 – 160 m³/h Saugleistung und Filterklasse H12 nötig.

² Voraussetzung ist die kostenlose Online-Registrierung auf der Dentsply Sirona Website. Für einen Vorteilspreis von € 1500,- können Sie die Garantie auf insgesamt 4 Jahre erweitern. Inkl. Tausch des Spindelmotors

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

| |
|--|
| inLab 4 PC mit 24" TFT-Monitor ¹ |
| inLab Lizenz Modul "Basis" ¹ |
| inLab Lizenz Modul "Implantologie" ¹ |
| inLab Lizenz Modul "Herausnehmbarer Zahnersatz" ¹ |
| inLab Lizenz Modul "Schnittstellen" ¹ (.3si, .cdt, .ssi und .stl) |

| |
|--|
| Connect Case Center Inbox |
| Sirona Absaugung mit automatischer Steuerung |
| Dürr Kompressoren für CAD/CAM |
| Kappler MC X5 Station, Unterschrank für Absaugung, Tank und Zubehör |
| Anlieferung, Aufstellung, Installation und technische Geräteeinweisung, pauschal |
| Softwareeinweisung für 2 Stunden inkl. Anfahrt, pauschal (Exklusive eventuell benötigter Übernachtungskosten) |

¹Hinweis auf die Dentsply Aktion "inLab Aktion 2024", die sehr attraktive Paketangebote bietet.