



Harvard TEMP C&B

Packung 50 ml Automix-Kartusche A2, 10 Mischkanülen



Artikelnr.: 72261
Hersteller: Harvard Dental Internaton
Gewicht: 0.169 kg
Höhe: 36 mm
Breite: 92 mm
Länge: 128 mm

€ 62,61

Zzgl. MwSt.

Packung 50 ml Doppelkartusche A2, 10 Mischkanülen

Harvard TEMP C&B ist ein selbsthärtendes Composite-Material zur Erstellung von provisorischen Kronen, Brücken, Inlays, Onlays und Veneers. Wegen seiner hohen Endhärte und Elastizität ist TEMP C&B auch für die Herstellung großer Brücken hervorragend geeignet. Das Material ist bereits nach 4:30 min ausgehärtet. Der geringe Temperaturanstieg bei der Polymerisation (+3,6 %) ist dabei schonend für die Pulpa und nicht unangenehm für den Patienten. Bei Beschädigungen am Provisorium kann das Material selbst zur Reparatur genommen werden. Die natürliche Fluoreszenz und die gute Auswahl an Farben gewährleisten ästhetische Provisorien.