

Ivoclar Vivadent Programat CS2



Artikelnr.: 722632

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

€ 4.950,00

Zzgl. MwSt.

- Farb-Touch-Display mit bewährter Folientastatur
- Speziell für Zahnarztpraxen entwickeltes Bedienkonzept
- Vorinstallierte Programme für Ivoclar Materialien
- 20 individuelle Programmplätze
- OSD-Betriebszustandsanzeige
- Ferndiagnose über Internet via E-Mail und Daten-Logfiles
- Software-Updates via USB-Stick
- IPS e.max Kristallisation unter 15 Minuten

Optionen und Dienstleistungen:

Ivoclar Vivadent VP3 easy Vakuumpumpe	€ 825,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Installation und Einweisung	€ 490,- zzgl. MwSt.

Diese Aktionspreise beinhalten bereits den Abzug von 1% Skonto, weil eine Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung unterstellt wird.