

## Jörg & Sohn 4050 Röntgenwandstuhl



Artikelnr.: 722634  
Hersteller: Jörg & Sohn

**€ 614,00**

*Zzgl. MwSt.*

- Weltbekannter Röntgen-Wandklappstuhl, raumsparend und praxisgerecht
- Sitz mit stabiler Bodenabstützung
- Sitz hochklappbar
- Sitz und Rückenlehne ergonomisch gepolstert lt. unseren Musterkarten
- Rückenlehne mit integriertem Haftband für stufenlose Kopfstützenverstellung
- Metallteile pulverbeschichtet RAL 9002
- Inkl. Keilkopfstütze
- Polsterfarbe frei nach Jörg & Sohn Polsterkarte wählbar (siehe Medien: Farbkarte)

### Optionen und Dienstleistungen:

Reine Anlieferung

Anlieferung und Montage des Stuhles, pauschal