

## GERL. Line 2 Stahlmöbel



Artikelnr.: 722707  
Hersteller: GERL. Eigenmarke

**€ 6.490,00**

*Zzgl. MwSt.*

### Produkteigenschaften:

- 4er Zeile, 8er Raster
  - Waschbeckenschrank
  - Schubladenschrank
  - Schubladenschrank
  - Schubladenschrank mit PC-Fach
- Nur 1 Sockel, nach hinten versetzt und seitlich eingerückt
- Stahlmöbel, 2 Seiten-Passblenden
- Weiße Schichtstoffplatte mit Porzellanbecken (ohne Überlauf)
- Plattentiefe 55 cm, Gehäuse bei PC-Fach mit Lüftungsschlitzen
- Lackierung RAL9016 verkehrsweiß (oder RAL9019 oder RAL9003)
- Schubladen-Vollauszüge mit Softclose-Dämpfung
- Edelstahl-Griffe,
- Pulverbeschichteter, verzinkter Stahl
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung

### Optionen und Dienstleistungen:

Montage pauschal	€ 600,- zzgl. MwSt.
Kunststoffeinsätze in allen Schubladen, pauschal	€ 330,- zzgl. MwSt.
Sensor Wasserarmatur Iqua (Niederdruck plus € 60,- zzgl. MwSt.)	€ 531,- zzgl. MwSt.
<b>oder</b> Miscea Sensorarmatur (inkl. Seife- und Desinfektionsmittelpender, HD)	€ 1.230,- zzgl. MwSt.
Transportkosten	€ 450,- zzgl. MwSt.