

## GERL. Line 1 Stahlmöbel



Artikelnr.: 722708  
Hersteller: GERL. Eigenmarke

**€ 4.900,00**

*Zzgl. MwSt.*

### Produkteigenschaften:

- 4er Zeile, 10er Raster
  - Waschbeckenschrank
  - Schubladenschrank
  - Schubladenschrank
  - Schubladenschrank mit PC-Fach
- Stahlmöbel, 2 Seiten-Paßblenden
- Weiße Schichtstoffplatte mit Porzellanbecken (ohne Überlauf)
- Plattentiefe 55 cm, Gehäuse bei PC-Fach hinten offen
- Lackierung wahlweise in RAL9010, RAL9016 oder RAL9003
- Schubladen-Voll-Auszüge mit Softclose-Dämpfung
- Metall-Griffe, Segmentbogen oder Bügelform
- Pulverbeschichteter, verzinkter Stahl
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung

### Optionen und Dienstleistungen:

Kunststoffeinsätze in allen Schubladen, pauschal	€ 330,- zzgl. MwSt.
Sensor Wasserarmatur Iqua (Niederdruck plus € 60,- zzgl. MwSt.)	€ 531,- zzgl. MwSt.
oder Miscea Sensorarmatur (inkl. Seife- und Desinfektionspender, HD)	€ 1.230,- zzgl. MwSt.
Montage pauschal	€ 600,- zzgl. MwSt.
Transportkosten	€ 450,- zzgl. MwSt.