

GERL. Classic Trio U Deckenleuchte



Artikelnr.: 722715

Hersteller: GERL. Eigenmarke

€ 990,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

- Aluminium pulverbeschichtet
- Silbergrau
- 3 Elemente mit je 2 x 80 W T5 Leuchtmittel
- Lichtfarbe 865, tageslichtähnlich
- Direkt / indirekt strahlend
- 1.000 Lux
- Abgependelte Montage an der Decke
- Breite 200 cm, Länge je Schenkel 177 cm

Optionen und Dienstleistungen:

Anlieferung und Montage durch GERL. Techniker	€ 690,- zzgl. MwSt.
---	---------------------

Zwischenverkauf vorbehalten!