

## Sirona Heliodent Plus



Artikelnr.: 722872  
Hersteller: Dentsply Sirona

**€ 5.090,00**

Zzgl. MwSt.

- Moderne Multipulstechnik
- Wandmodell
- Farbe RAL 9016, verkehrsweiß
- Neues eckiges Tragarmsystem
- 3 Armlängen: M - 150 cm, L - 179 cm oder XL 204 cm
- **1 Jahr Garantie + 2 weitere Jahre Teilegarantie\***

### Optionen und Dienstleistungen:

<b>Optional: mit bekanntem runden Tragarmsystem</b>	€ 4.610,- zzgl. MwSt.
Fernauslösung: <b>Remote Control</b> (Auslösung von außen)	€ 240,- zzgl. MwSt.
Fernauslösung: <b>Remote Timer</b> (Auslösen & Einstellungen außen)	€ 250,- zzgl. MwSt.
Montageplatte (Wenn die Bohrungen des Heliodent MD/DS genutzt werden sollen.)	€ 230,- zzgl. MwSt.
Abnahmeprotokoll	€ 350,- zzgl. MwSt.
Demontage- und Entsorgungspauschale für alten Intraoral-Strahler	€ 350,- zzgl. MwSt.
Lieferung, Montage Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV	€ 390,- zzgl. MwSt.

Nicht enthalten: TÜV und Anmeldegebühren

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung. | \*Voraussetzung  
Teilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben

\*Voraussetzung Garantieverlängerung: Wartungen nach Herstellervorgaben