

# Sirona Intego pro TS



Artikelnr.: 722885

Hersteller: Dentsply Sirona

**Preis auf Anfrage**

Die Sirona INTEGO pro TS ist eine Behandlungseinheit, mit der Sie Dank des flexibel positionierbaren Arztelements mit beweglichem Trayhalter ergonomisch arbeiten.

## Produkteigenschaften:

### Arztelement:

- Lichtturbineneinrichtung
- 2 x Lichtmotor BL ISO E
- Zahnsteinentfernungsgerät mit LED-Licht
- Sprayvit E mit LED-Licht ohne Heizung
- Silikonauflage
- EasyTouch Bedienung
- **Zusatztray für 2 Normtrays**

### Assistenzelement:

- **Bedienpaneel**
- Großer und kleiner Sauger
- Keine Selektivablage möglich
- Sprayvit E mit LED-Licht ohne Heizung
- Desinfektionsanlage, Wasserblock nach DVGW
- Integrierte Saugschlauch-reinigung, chemisch
- Manuell schwenkbare Speischale
- Nassabsaugung

### Patientenstuhl:

- Manuelle Doppel-gelenk-Kopfstütze
- Zugelassen für Patienten bis 185 kg
- Keine ErgoMotion möglich

**Weitere Ausstattung:**

- Sirona LEDview Plus Geräteleuchte
- Elektrischer Fußschalter C+
- Bodenplatte
- 1 Jahr Garantie + 1 weiteres Jahr Teilegarantie (bei Registrierung)\*

**Optionen und Dienstleistungen:**

Alle Preise auf Anfrage.

Kamera Sirocam AF, 22" Bildschirm, Kabelsatz 10 m
Amalgamabscheider
Fremdgeräteanschluss
Sanieradapter für KaVo Multiflex-Turbinenkupplung
Arbeitsstuhl Hugo Manual
Arbeitsstuhl Carl Manual
Kompatibilitäts-Check
Wartungsvertrag, Laufzeit 60 Monate, Wartungsintervall 12 Monate Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät
Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV
Transportkosten

\* Voraussetzung Teilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben