

W&H Implantmed SI-1023 ohne Licht



Artikelnr.: 723097

Hersteller: W&H Deutschland GmbH

€ 2.999,00

Zzgl. MwSt.

Online Einweisung jetzt verfügbar: [W&H - Online Einweisung \(wh.com\)](https://www.wh.com); [W&H - Implantmed Einschulung \(wh.com\)](https://www.wh.com)

- Kürzester, sterilisierbarer Motor
- Wahlweise kabelgebundener oder kabelloser Fußanlasser
- Wahlweise mit oder ohne Licht
- Bis 80 Ncm Drehmomentkontrolle
- Intuitives Farbdisplay³
- **Ohne Licht, mit kabelgebundenem Fußanlasser**