

Dr. Mach LED 130 Dental P



Leuchten-Aktion

Artikelnr.: 723271

Hersteller: Dr. Mach GmbH & Co. KG

€ 2.690,00

Zzgl. MwSt.

Leuchten-Aktion

- Untersuchungsleuchte, bis 65.000 Lux (4.500 K)
- Umschaltung zwischen rundem Leuchtfeld für die MKG Chirurgie und ovalem Leuchtfeld für die Zahnheilkunde
- Anti-Polymerisationslicht
- Inklusive Verankerungsring und Netzteil
- Bis 3 m Deckenhöhe
- Sterilisierbare Griffhülse mit Adapter

Optionen und Dienstleistungen:

Jede weitere sterilisierbare Griffhülse	€ 28,- zzgl. MwSt.
Lieferung und Montage auf vorbereitete Anschlüsse	€ 450,- zzgl. MwSt.

Bei Bestellung benötigen wir folgende Angaben:

Raumhöhe __ cm

Abgehangene Decke _ ja / _ nein (wenn ja, müssen Details besprochen werden)

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 2 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.