

## Miscea Classic Armatur



Artikelnr.: 723314

Hersteller: Miscea GmbH Berlin

**€ 1.230,00**

*Zzgl. MwSt.*

- Wasser-, Seife- und Desinfektionsmittel-Spender mit Sensor
- Lösung für 1 L Euroflaschen
- Sensorgesteuert, Edelstahl gebürstet, Hochdruck, Standardhöhe
- Hygiene / Legionellenspülung, Dauerlauffunktion
- Display mit LED-Anzeige
- DVGW-konform

### Optionen und Dienstleistungen:

Anfahrtspauschale und Einbau	€ 190,- zzgl.MwSt.
Einbau jede weitere Armatur	€ 85,- zzgl. MwSt.
Care-Set / Erstausrüstung (Preis nur im Paket mit Armatur gültig) Fernbedienung zur individuellen Einstellung ( nur eine pro Praxis nötig) Reinigungslösung, Perlator und Perlatorschlüssel, Reinigungszubehör	€ 133,- zzgl. MwSt.

Diese Aktionspreise beinhalten bereits den Abzug von 1% Skonto, weil eine Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung unterstellt wird.