

# Biewer Medical sedaflow slimline Digital Lachgasgerät



Accutron Digital Ultra Flushmount Flowmeter - Sonderaktion Lachgas

Artikelnr.: 723602

Hersteller: Biewer Medical

**€ 6.690,00**

*Zzgl. MwSt.*

---

Accutron Digital Ultra Flushmount Flowmeter - Sonderaktion Lachgas

- Schlanker Gerätesystemwagen mit Flügeltüren, RAL 9016, weiß
- Korpus nur 110 x 40 x 30 cm
- 2 l Atembeutel
- Druckminderer Gloor slimline
- Digitales Flowmeter
- Schlauchset sedaview mit einmal und mehrfachverwendbaren Masken in verschiedenen Größen
- Marketingpaket

## Optionen und Dienstleistungen:

Axess Low Profile Schlauchsystem	€ 349,- zzgl. MwSt.
Gerät in Sonderfarbe lackiert (RAL)	kostenfrei
Pulsoximeter, Onyx Vantage mit 4 Jahren Garantie	€ 167,- zzgl. MwSt.
Autoklavierbare PIP®+ Nasenmaske in Größe L	€ 128,- zzgl. MwSt.
Autoklavierbare PIP®+ Nasenmaske in Größe M	€ 119,- zzgl. MwSt.
Autoklavierbare PIP®+ Nasenmaske in Größe S	€ 99,- zzgl. MwSt.

Adapter Schlauchsystem für PIP+® Masken	€ 49,- zzgl. MwSt.
Fernbedienung für Digital Ultra® Flowmeter	€ 250,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Übergabe und technische Einweisung, durch Biewer	€ 390,- zzgl. MwSt.

Bitte beachten:

Die Sauerstoff- und Lachgasflaschen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die medizinische Einweisung in die Lachgas-Behandlung erfolgt nicht durch GERL, daher raten wir dringend zu einem Kurs bei einem, in der Lachgas-Behandlung erfahrenen, Zahnarzt oder Anästhesisten.