



Paradontometer nach Who

Stück 165 mm, Rundgriff, gewinkelt, (Skalierung 3,5-2-3-3 mm)



Artikelnr.: 72369
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.049 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 211 mm
Länge: 211 mm

€ 80,25

Zzgl. MwSt.

Stück Paradontometer 165 mm, Rundgriff, gewinkelt, (Skalierung 3,5-2-3-3 mm)

Farbcodierungssystem: Titan-Nitrid beschichtet.

- Genaue Markierung und Glättung
- Kein Abrieb
- Sterilisierbar