

# Ultradent U1600



Artikelnr.: 723776

Hersteller: Ultradent Dental

**Preis auf Anfrage**

## Arztelement:

- Lichtturbineneinrichtung
- Lichtmotor KL 7 S LED, kollektorlos
- Zahnsteinentfernungsgerät mit LED
- 6-Wegespritze, warm
- RKI Spülmöglichkeit aller Instrumente

## Assistenzelement:

- Speifontäne U 743, verschiebbar
- Großer und kleiner Sauger
- Integrierter Wasserblock nach DVGW
- Intensiv- und Permanententkeimung
- Nassabsaugung

## Patientenstuhl:

- UD 2022
- Abknickbare Kopfstütze mit Magnet-Polster

## Weitere Ausstattung:

- Fußanlasser F10
- LED Geräteleuchte Solaris 2
- Lack RAL 9010 reinweiß
- Polsterfarbe nach Wunsch

## Optionen und Dienstleistungen:

Aufstellplatte (nach Prüfung der baulichen Gegebenheiten)	€ 1.317,- zzgl. MwSt.
---	-----------------------

Dürr Combi CAS Amalgamabscheider integriert, statt Nassabsaugung	€ 2.690,- zzgl. MwSt.
Separierung Dürr CS1 (Trockenabsaugung + zentraler Amalgamabscheidung)	€ 960,- zzgl. MwSt.
Isolite mit Licht als zusätzliches Saugsystem, inkl. Einbausatz	€ 1.900,- zzgl. MwSt.
Zweiter kollektorloser Lichtmotor KL7s	€ 3.720,- zzgl. MwSt.
Vision U Touch-Multimediasystem, inkl. intraoraler Kamera und Kabelsatz (Installation der Software nach Aufwand)	€ 5.790,- zzgl. MwSt.
3-Wegespritze auf der Assistenzseite	€ 950,- zzgl. MwSt.
Schwenkbare Speischale	€ 530,- zzgl. MwSt.
Fremdgeräteanschluss	€ 890,- zzgl. MwSt.
Arbeitsstuhl Typ Iron A, je	€ 820,- zzgl. MwSt.
Kompatibilitäts-Check	€ 220,- zzgl. MwSt.
Wartungsvertrag, Laufzeit 60 Monate, Wartungsintervall 12 Monate Mehrpreise und weitere Details siehe Wartungsvertrag	ab € 102,40 zzgl. MwSt. monatlich
Demontage- und Entsorgungspauschale Altgerät (bei separatem Termin unabhängig vom Montagetermin)	€ 650,- zzgl. MwSt. (+ € 200,- zzgl. MwSt.)
Montagekosten und Prüfung nach EN 62353 gemäß MPBetreibV (Anbindung Multimediapaket)	€ 1.190,- zzgl. MwSt. (+ € 300,- zzgl. MwSt.)
Transportkosten	€ 450,- zzgl. MwSt.