

# Bluephase® G2

Stück



Artikelnr.: 72407  
Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH  
Gewicht: 0.205 kg  
Höhe: 50 mm  
Breite: 115 mm  
Länge: 239 mm

**€ 529,93**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Handstück

Die akkubetriebene Bluephase® mit einer Lichtintensität von  $1.200 \text{ mW/cm}^2 \pm 10 \%$ , den 3 bewährten Programmen und dem drehbaren 10-mm-Lichtleiter ist sie der Klassiker in der Bluephase-Familie.

- Polywave-LED mit halogenähnlichem Breitbandspektrum von 385-515 nm.
- Geeignet für alle Materialien.
- Großes Behandlungsfeld dank 10-mm-Lichtleiter.
- Click & Cure für einen batterieunabhängigen Notbetrieb am Netzgerät