



PANAVIA™ F 2.0

Refill Packung 6 ml Oxyguard II



Artikelnr.: 72411
Hersteller: Kuraray Noritake
Gewicht: 0.045 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 100 mm
Länge: 250 mm

€ 33,11

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 6 ml Oxyguard II

PANAVIA™ F 2.0 ist das universelle Befestigungskomposit, dass außerordentlich hohe Haftkräfte an Schmelz, Dentin, Metallen und Keramik aufweist. Insbesondere bei Restaurationen mit besonders hohen klinischen Herausforderungen gilt *PANAVIA™* seit mehr als 25 Jahren häufig als die erste Wahl für dauerhafte Adhäsivtechnik in den Bereichen der Vollkeramik-, Zirkonoxid- und Metallrestaurationen. Es wird von führenden Hochschulen und Unternehmen als Premiumprodukt empfohlen. *PANAVIA™ F 2.0* ist sehr fehlertolerant und liefert dadurch stets gleichbleibend gute Ergebnisse. Die anaeroben Aushärtungseigenschaften also erst beim Einsetzen und direktem Kontakt der Restauration mit dem Stumpf (damit Sauerstoffausschluss) sowie die einfache Überschussentfernung machen *PANAVIA™ F 2.0* zu einem beliebten Befestigungsmaterial in der täglichen Praxis.