



DENTO-PREP™

Stück Pulverstrahlgerät



Artikelnr.: 72459
Hersteller: Ronvig Dental Mfg. A/S
Gewicht: 0.237 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 145 mm
Länge: 231 mm

€ 212,11

Zzgl. MwSt.

Stück Pulverstrahlgerät

DENTO-PREP™ Mikrostrahlgerät für optimale Haftfestigkeit.

Ein Mini-Sandstrahler ist ein sehr nützliches Gerät für viele gängige Verfahren in der Zahnheilkunde, z.B. zum Reinigen und Mikroaufrauen von Keramik-, Komposit- und Metalloberflächen vor der Zementierung. Sandstrahlen mit *DENTO-PREP™* erhöht die mechanische Haftfestigkeit und wird mit Aluminiumoxid verwendet.

Für intra- und extraorale Anwendungen einsetzbar.

DENTO-PREP™ ist ein kompaktes und handliches Gerät von erstklassiger Qualität.

- Einfache Fingerbedienung mit dem Ventilknopf
- Einfache Installation durch Turbinen-Schnellkupplungen
- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und in jedem Verfahren autoklavierbar
- Zur Verwendung mit Aluminium- und Siliziumoxidpulver (Partikelgröße 20-80 µm)
- Autoklavierbar
- Einsetzbar mit Staubkabinen / Dust-Cabinets zum Reinigen und Sandstrahlen von z.B. indirekten Restaurationen